



## **ONshade & OliBULK Fill**

DUET DO REKONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH

*a perfect match...*

# ONEshade i OliBULK Fill

to wybór idealny do 80%

uzupełnień klasy I i II oraz większości przypadków III i V klasy!

Unikalna kompozycja obu kompozytów zapewnia łatwe i szybkie rozwiązanie dla najczęściej występujących ubytków. Etap czasochłonnego dopasowywania kolorów i opakerowości standardowych materiałów jest całkowicie pomijany. Dzięki tej idealnej parze kompozytów stworzysz trwale wypełnienia bez żadnych kompromisów w zakresie estetyki.

Wszystko, czego potrzebujesz to te dwie strzykawki.

## ONEshade

uniwersalny odcień z wyjątkowym efektem adaptacji kolorystycznej w konsystencji kondensowalnej

## OliBULK Fill









płynny materiał do techniki bulk-fill w pojedynczej warstwie do 4 mm






 [olident.com](https://www.olident.com)

Zeskanuj, by obejrzeć film z dr Karolem Babińskim

## Najlepsze rekomendowane wskazania

	I class	II class	III class	V class *
ONEshade				
OliBULK Fill				

 **lub**  ONEshade **lub** OliBULK Fill (każdy kompozyt osobno)  
 ONEshade **oraz** OliBULK Fill (oba kompozyty razem)

\* maksymalna warstwa ONEshade w ubytku klasy V to 0,5mm

## szybka i niezawodna procedura

Zarówno ONEshade, jak i OliBULK Fill stosuje się zgodnie z uniwersalnymi prostymi procedurami. Aplikacja jest łatwa, polerowanie szybkie, a rezultaty długotrwałe. Ponadto, ten duet pozwala zaoszczędzić sporo czasu przy pacjencie. Czy potrzebujesz czegoś więcej? Może kawę :)

Bestsellers



## niewidzialne połączenie z efektem kameleona


Kolejną wspólną zaletą obu kompozytów jest efekt kameleona, a to co je różni, to opakowość. OliBULK Fill jest mniej przezierny i w głębokich nieregularnych ubytkach tworzy tło. Znacznie bardziej przezroczysty ONEshade, dzięki technologii Colour Adaptive Technology, zapewnia niewidzialne połączenie wszystkich otaczających go tkanek.




Uniwersalne kolory ONEshade i OliBULK Fill dopasowują się do większości naturalnych odcieni zębów.

## wybitne właściwości mechaniczne

Niezależne instytuty niemieckie potwierdziły wysoką jakość obu materiałów. Wartości dwóch najważniejszych parametrów mechanicznych kwalifikują te kompozyty do ich przeznaczenia. Płynny OliBULK Fill o niskim naprężeniu skurczowym oraz uniwersalny ONEshade o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, gwarantują niezawodne rezultaty w większości ubytków.



Źródło: Niezależny Fraunhofer Institut für Kreamische Technologien und Systeme, Dresden, Niemcy, 2011.



Źródło: Niezależny InnoMat GmbH, Teltow, Niemcy 2012.



**OLIDENT**  
INNOVATION

We are here to create  
*a perfect match...*  
with you!



SKANUJ, by dowiedzieć się więcej.



**OLIDENT**



 Facebook



 Instagram



 YouTube